

Przemysław, 13.03.2017

Sanmed C462 został przebadany zgodnie z normami:

- PN-EN 1021-1 (cigarette test)
- PN-EN 1021-2 (match test)
- PN-EN 597-2

Sanmed C462 został przebadany i z wynikiem pozytywnym spełnił wymagania powyższych norm. Oznacza to, że jest niepalny w odniesieniu do norm PN-EN 1021-1, PN-EN 1021-2 and PN-EN 597-2.

Specjalista ds. Marketingu  
i Technologii  
*Cicharska*  
Agnieszka Cicharska